

# マウスピース（バイトプレート）の取り扱い注意点

## ①清潔にしてください

マウスピースの特に内側はプラーク（歯垢）が付着しやすいため、歯磨きと同時にブラシで清掃してください。義歯用洗浄剤や超音波洗浄機も有効です。

## ②乾燥させないでください

マウスピースは乾燥すると強度が下がり、変形します。浸水状態ではなくとも構いませんが、密閉容器内に湿度100%（濡らしたティッシュとともに入れる）で保存してください。

## ③医師から指示されたマウスピースを使用してください

複数お持ちの方は、必ず指示されたマウスピースのみ使用してください。

## ④受診時・定期検診時にお持ちください

マウスピースは継続的に磨耗して機能が下がるため、定期的な調整や修理が必要です。

## ⑤その他の注意事項

ワンちゃんが大好きな匂いと噛みごたえのようです。届く場所に置かないようにお気をつけください。装着後は一時的に唾液が多く出たり、筋肉の疲労感が出現する場合があります。



医療社団法人 北楡会

札幌北ビル 歯科クリニック

